

FLOWSAFE II EZ

DISPOSABLE CPAP SYSTEM

DESCRIPTION:
The Mercury Flow-Safe II EZ Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) device is a respiratory aid intended for use with a face mask and gas supplying device to elevate pressure in the patient's lungs while delivering aerosolized medication.

- CONNECTIONS:**
- Standard oxygen tubing nipple
 - Patient connection ISO 5356-1 - 15mm taper female and 22mm taper male
 - Nebulizer connection 18mm taper female and 22mm taper male

INDICATIONS FOR USE:
The Mercury Flow-Safe II EZ CPAP device is intended to provide CPAP to spontaneously breathing patients in the hospital and pre-hospital environment.

- WARNINGS:**
- Do not allow smoking or use unit near sparking equipment, open flame, oil or other flammable chemicals.
 - Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

CAUTIONS:

- Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Do not clean, soak, rinse or sterilize.
- Reuse of this device may pose a risk of cross-contamination and the device may not perform as intended.



- In the event of undesirable flow rate from oxygen source, simply remove the device and place on supplemental oxygen per protocol.
- Use of the Flow-Safe with non-back pressure compensated flow devices may affect input gas liter flow. Always verify delivered CPAP pressure on manometer.
- Activation or deactivation of nebulizer may affect the delivered CPAP pressure. Always verify CPAP pressure with manometer.
- Flowmeters capable of delivering up to 25 LPM may be required to operate both CPAP device and nebulizer simultaneously.
- Use of any nebulizer other than the one supplied may affect performance.

CONTRAINDICATIONS:

- Respiratory Arrest
- Unconscious
- Cardiogenic Shock
- Pneumothorax
- Facial Anomalies
- Facial Trauma

DIRECTIONS FOR USE:

1. Connect O₂ tubing nipple to gas source.
2. Place the face mask securely to the patient's face using head harness.
3. With nebulizer in the OFF position (Figure 1), slowly increase gas flow to 6 or 8 LPM. Check face mask fit to patient and device connections for leaks.
4. Adjust the flowmeter until desired pressure is obtained. Flow of 12 - 14 LPM is required to reach CPAP pressure of 8.5 - 10 cm H₂O.
5. Do not exceed 30 LPM.
6. Patient SaO₂ should be monitored using a pulse oximeter.
7. To activate nebulizer rotate knob to ON position (Figure 2).
8. If necessary, readjust flowmeter to obtain desired CPAP pressure. Up to 25 LPM may be required.



- MEASURING PRESSURE:**
- Pressure relief limits maximum CPAP pressure to 25 cm H₂O @ 25 LPM.
 - Do not exceed pressure limit of manometer (25 cm H₂O).
 - Manometer accuracy ± 3 cm H₂O up to 15 cm H₂O and ± 5 cm H₂O over 15 cm H₂O.

SPECIFICATIONS:

Sample Guidelines for Preparing RX Dosing

FLOWMETER SETTING L/min	14 - 15	23 - 24
CPAP PRESSURE cm H ₂ O	4 - 5	9 - 10
FLOW THROUGH EZFLOW MAX	6 L/min	10 L/min
OUTPUT	12 mL/hour	16 mL/hour
RX (mg/hour)	5 10 15 20 5 10 15 20	5 10 15 20 5 10 15 20
Treatment Duration (hours)	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5	
Medication @ 5mg/ml (mL)	1 2 2 4 3 6 4 8 1 1.5 2 3 3 4.5 4 6	
Saline (mL)*	11 22 10 20 9 18 8 16 15 22 14 21 13 20 12 18	

* Rounded to the nearest mL

EXAMPLE:
To deliver 10 mg/ml of 5 mg/ml medication at 10 L/min; 1.5 Hour Duration: **Place 3 mL of medication + 21 mL of Saline** into nebulizer reservoir and run for 1.5 hours.

CAUTION: The listed output is nominal value only, actual output may vary depending on device, accuracy of flowmeter, and the existence of tubing connection leaks. Follow up output checks are recommended and flowmeter adjustments may be necessary.



FLOWSAFE II EZ

ENGANSO CPAP SYSTEM

BESKRIVELSE:
Mercury Medical Flow-Safe II EZ system til kontinuert positivt lufttryk (CPAP). Beregnet til brug med ansigtsmasker, nebulisator og iltforsyning til at give øget tryk i patientens lunger ved levering af aerosolbaseret medicin.

- TILSLUTNINGER:**
- Standard iltslangenippel
 - 15 mm hun- og 22 mm han-patientkonnektor ISO 5356-1
 - 18 mm hun- og 22 mm han-forstøverkonnektor

INDIKATIONER FOR BRUG:
Mercury Medical Flow-Safe II EZ system er beregnet til at give CPAP til spontant respirerende patienter på hospitalet og forud for hospitalsindlæggelse.

- ADVARSLER:**
- Rygning og anvendelse i nærheden af udstyr som danner gnister, åben ild, olie eller andre brændbare kemikalier er forbudt.
 - Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med anordningen, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

FORBEHOLD:

- I henhold til amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af en læge eller på en læges foranledning.
- Må ikke rengøres, bilædlægges, skylles eller steriliseres.
- Genbrug af dette produkt vil medføre risiko for krydskontaminering, og anordningen vil muligvis ikke fungere efter hensigten.
- I tilfælde af uønsket flowhastighed fra iltkilden skal udyret simpelthen fjernes, og supplerende oxygen skal gives iht. protokol.
- Brug af Flow-Safe sammen med ikke-bagtrykscompenserende flowanordninger kan påvirke tilførsel pr. liter af indkommende ilt. Leveret CPAP-tryk skal altid kontrolleres på trykmåleren.
- Aktivering eller deaktivering af forstøveren kan påvirke det leverede CPAP-tryk. CPAP-trykket skal altid kontrolleres ved hjælp af trykmåleren.
- Flowmeters, der kan levere op til 25 LPM, kan muligvis være nødvendige for at betjene både CPAP-anordningen og forstøveren samtidigt.
- Brug af en anden forstøver end den, der er leveret, kan påvirke ydelsen.

KONTRAINDIKATIONER:

- Respirationstop
- Ikke ved bevidsthed
- Kardiogen chok
- Pneumothorax
- Uregelmæssigheder i ansigtet
- Ansigtstraume

BRUGSANVISNING:

1. Tilslut O₂-slangens nippel til iltforsyningen.
2. Placer ansigtsmasken sikkert (mod patientens ansigt ved hjælp af hovedtøj).
3. Med forstøveren i positionen SLUKKET (Figure 1) øges ilttilførsen langsomt til 6 eller 8 LPM. Kontroller, at ansigtsmaskens tilpasning til patienten og slangekoblingerne er tætte.
4. Juster flowmeteret, til det ønskede tryk er opnået. Tilførsel på 12-14 LPM er påkrævet for at opnå et CPAP-tryk på 8,5-10 cm H₂O.
5. Må ikke overstige 30 LPM.
6. Patientens SaO₂ bør monitoreres med et pulsoximeter.
7. Forstøveren aktiveres ved at dreje knappen til positionen TÆND (figur 2).
8. Hvis det er nødvendigt, skal flowmeteret justeres for at opnå det ønskede CPAP-tryk. Op til 25 LPM kan muligvis være nødvendige.

MÅLING AF TRYK:

- Overtrykventilen begrænser maksimal CPAP tryk til 25 cm H₂O ved 25 LPM.
- Oversigt ikke trykmålerens tryknæring (25 cm H₂O).
- Nøjagtigheden på trykmåleren er ± 3 cm H₂O op til 15 cm H₂O og ± 5 cm H₂O over 15 cm H₂O.

SPECIFIKATIONER:

Prøvetræningslinjer til forberedelse af RX-dosering

INDSTILLING AF FLOWMETER l/min	14 - 15	23 - 24
CPAP-TRYK cm H ₂ O	4 - 5	9 - 10
FLOW GENNEM EZFLOW MAKS	6 l/min	10 l/min
AFGIVELSE	12 ml/time	16 ml/time
RX (mg/time)	5 10 15 20 5 10 15 20	5 10 15 20 5 10 15 20
Behandlingsvarighed (timer)	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5	
Medicin ved 5 mg/ml (mL)	1 2 2 4 3 6 4 8 1 1,5 2 3 3 4,5 4 6	
Saltnaopløsning (mL)*	11 22 10 20 9 18 8 16 15 22 14 21 13 20 12 18	

* Afrundet til den nærmeste ml

EKSEMPEL:
For at levere 10 mg/time af 5 mg/ml medicin ved 10 l/min; 1,5 timers varighed: **Anbring 3 ml medicin + 21 ml saltvandsopløsning** i forstøverens beholder, og kør i 1,5 timer.

FORSIGTIG: Den angivne udgang henviser kun til nominelle værdier; faktisk afgivelse kan variere afhængigt af udstyr, flowmeterets nøjagtighed og forekomst af utætheder i slangeforbindelser. Opfølgingsafgivelsekontrolter anbefales, og justeringer på flowmeteret kan muligvis være nødvendige.



FLOWSAFE II EZ

WEGEWERBAAR CPAP-SYSTEEM

BESCHRIJVING:
Het Mercury Flow-Safe II EZ apparaat voor continue positieve druk voor de luchtwegen is een hulp voor het ademhalingsapparaat voor gebruik met een gezichtsmasker, verstuiver en apparaat voor het leveren van gas om de druk in de longen van de patiënt te verhogen en daarbij aerosol-medicatie te leveren.

- AANSLUITINGEN:**
- Standaard nippel voor de zuurstofslang
 - Patiëntaansluiting ISO 5356-1 - 15 mm spoel en cône mâle de 22 mm
 - Verstuiveraansluiting 18 mm spoel vrouwelijk en 22 mm spoel mannelijk

INDICATIES VOOR GEBRUIK:
Het Mercury Flos-Safe II EZ CPAP-apparaat is bedoeld om CPAP te leveren aan spontaan ademende patiënten in de omgeving van het ziekenhuis en de omgeving voor het ziekenhuis.

- WAARSCHUWINGEN:**
- Sta niet toe, dat er gerookt wordt of gebruik de eenheid niet nabij apparatuur die vonken afgeeft, olie of andere ontvlambare chemische stoffen.
 - Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

VOORZICHTIG:

- De federale (Amerikaanse) wet beperkt dit apparaat tot verkoop door of besteld door een arts
- Maak niet schoon, pompel niet open, spoel niet af of steriliseer niet.
- Het hergebruik van dit apparaat kan een risico inhouden van onderlinge verontreiniging en mogelijk werkt het apparaat dan niet, zoals bedoeld is.
- In geval van een ongewenste stroomtoestand van de zuurstofbron, verwijdt u het apparaat eenvoudig en plaats het apparaat volgens het protocol op extra zuurstof.
- Gebruik van Flow-Safe met stroomapparaten die niet gecompenseerd zijn voor druk achter kan invloed hebben op de stroom van ilters invoergas. Controleer de uitgaande CPAP-druk altijd op de manometer.
- Activering of deactivering van de verstuiver kan invloed hebben op de geleverde CPAP-druk. Controleer de geleverde CPAP-druk altijd op de manometer.
- Stroommeters die geschikt zijn voor het leveren van maximaal 25 LPM kunnen vereist zijn om zowel het CPAP-apparaat als de verstuiver gelijktijdig te laten werken.
- Gebruik van een verstuiver anders dan die geleverd werd, kan invloed hebben op de prestaties van het apparaat.

KONTRA-INDICATIES:

- Stilstaan of de ademhaling
- Bewusstloosheid
- Cardiogene schok
- Pneumothorax
- Anomalieën in het gezicht
- Letsel aan het gezicht

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK:

1. Sluit de nippel van de zuurstofslang op de gasbron aan.
2. Plaats het gezichtsmasker stevig op het gezicht van de patiënt met behulp van het tuig voor het hoofd.
3. Met verstuiver in de positie UIT (Afbelding 1), verhoogt u de gasstroom langzaam tot 6 of 8 LPM. Ga na dat het gezichtsmasker op de patiënt past en dat de aansluitingen van het apparaat niet lekken.
4. Pas de stroommeter aan, totdat de gewenste druk bereikt is. Stroom van 12 - 14 LPM is nodig om de CPAP-druk van 8,5 - 10 cm H₂O te laten zijn.
5. Ga niet hoger dan 30 LPM.
6. SaO₂ van de patiënt dient gecontroleerd te worden met een oximeter voor de pols.
7. Om een verstuiver te activeren draait u de knop in de positie AAN (Afbelding 2).
8. Indien noodzakelijk, past u de stroommeter opnieuw aan om de gewenste CPAP-druk te verkrijgen. Maximaal 25 LPM kan vereist zijn.

MEETDRUK:

- Drukverlichting beperkt maximale CPAP-druk tot 25 cm H₂O @ 25 LPM.
- Overschrijt de drukgrens van de manometer (25 cm H₂O) niet.
- Nauwkeurigheid manometer ± 3 cm H₂O tot ± 5 cm H₂O en ± 5 cm H₂O bij ± 15 cm H₂O.

SPECIFIKATIES:

Voorbeeld richtlijnen voor het klaarmaken van een RX-dosering

INSTELLING STROOMMETER L/min	14 - 15	23 - 24
CPAP-DRUK cm H ₂ O	4 - 5	9 - 10
STROOM DOOR EZFLOW MAX	6 l/min	10 l/min
OUTPUT	12 mL/uur	16 mL/uur
RX (mg/uur)	5 10 15 20 5 10 15 20	5 10 15 20 5 10 15 20
Duur behandeling (uur)	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5	
Medicatie @ 5mg/ml (mL)	1 2 2 4 3 6 4 8 1 1,5 2 3 3 4,5 4 6	
Zoutoplossing (mL)*	11 22 10 20 9 18 8 16 15 22 14 21 13 20 12 18	

* Afgerond tot de meest dichtbij zijnde mL

VOORBEELD:
Om 10 mg/uur van 5 mg/ml medicatie bij 10 L/min, duur 1,5 uur: **Plaats 3 mL medicatie + 21 mL zoutoplossing** in het reservoir van de verstuiver en laat 1,5 uur werken

VOORZICHTIG: De opgegeven output is alleen een nominale waarde, werkelijke output kan verschillen afhankelijk van apparaat, nauwkeurigheid van de stroommeter en het bestaan van lekken in de aansluiting van de slang. Latere controles van output worden aanbevolen en mogelijk zijn aanpassingen van de stroommeter nodig.



FLOWSAFE II EZ

SISTEME CPAP DISPOSABIL

DESCRIPTION :
L'appareil de ventilation en pression positive continue (PPC) Flow-Safe II EZ (CPAP) de Mercury est un système d'aérosolisation pour l'utilisation avec un masque, un nébuliseur et un appareil d'alimentation en gaz pour augmenter la pression dans les poumons du patient tout en administrant le traitement par aérosol.

- RACCORDS :**
- Mamelon de tubage d'oxygène standard
 - Raccord patient ISO 5356-1 - cône femelle 15 mm et cône mâle de 22 mm
 - Raccord nébuliseur cône femelle 18 mm et cône mâle de 22 mm

CONSIGNES D'UTILISATION :
L'appareil respiratoire PPC Flow-Safe II EZ de Mercury est prévu pour fournir une ventilation PPC à des patients respirant spontanément dans les hôpitaux et les installations pré-hospitalières.

- AVERTISSEMENTS :**
- Interdiction de fumer ou d'utiliser près d'équipements sources d'étincellement, de flamme nue, de pétrole ou autre produits chimiques inflammables.
 - Tout incident grave apparus en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

ATTENTIONS :

- La loi (Etats-Unis) fédérale n'autorise la vente de cet appareil qu'aux médecins ou sur ordonnance.
- Ne pas nettoyer, tremper, rincer ou stériliser.
- La réutilisation de cet appareil peut poser un risque de contamination et l'appareil peut ne pas fonctionner comme prévu.
- Si le débit d'oxygène est insuffisant, enlevez simplement l'appareil et placez une autre d'oxygène suivant le protocole.
- L'utilisation du système Flow-Safe avec des appareils à débit compensé sans pression de retour peut affecter le débit de litres de gaz d'admission. Vérifiez toujours la pression fournie par le système PPC sur le manomètre.
- L'activation ou la désactivation du nébuliseur peut affecter la pression délivrée par le système PPC. Vérifiez toujours la pression du système PPC avec le manomètre.
- Des débitmètres capables de fournir jusqu'à 25 LPM peuvent être nécessaires pour actionner simultanément l'appareil de ventilation PPC et le nébuliseur.
- L'utilisation d'un nébuliseur autre que celui fourni peut affecter les performances de l'appareil.

KONTRA-INDICATIONS :

- Perte de connaissance
- Choc cardiogénique
- Bessensibiliteit
- Cardiogeen Schok
- Pneumothorax
- Anomalieën in het gezicht
- Trauma facial

MODE D'EMPLOI :

1. Connectez le mamelon de tubage O₂ à la source de gaz.
2. Placez correctement le masque sur le visage du patient à l'aide du harnais de tête.
3. Avec le nébuliseur dans la position d'ARRÊT (Figure 1), augmentez lentement le débit de gaz à 6 ou 8 LPM. Vérifiez que le masque est bien adapté au patient et les branchements de l'appareil pour déceler les fuites.
4. Réglez le débitmètre jusqu'à ce que la pression désirée soit obtenue. Un débit de 12 - 14 LPM est nécessaire pour atteindre une pression de ventilation PPC de 8,5 - 10 cm H₂O.
5. Ne pas dépasser 30 LPM.
6. La valeur SaO₂ du patient doit être surveillée à l'aide d'un oxymètre à impulsion.
7. Pour activer le nébuliseur, tournez le bouton jusqu'à la position MARCHÉ (Figure 2).
8. Au besoin, réglez le débitmètre pour obtenir la pression de ventilation PPC désirée. Il faut peut-être monter jusqu'à 25 LPM.

PRESSION DE MESURE :

- La décompression limite la pression maximum de ventilation PPC à 25 cm H₂O @ 25 LPM.
- Ne dépassez pas la limite de pression du manomètre (25 cm H₂O).
- Précision du manomètre ± 3 cm H₂O jusqu'à 15 cm H₂O et ± 5 cm H₂O au-delà de 15 cm H₂O.

SPECIFICATIONS :

Directives modèles pour préparer le dosage RX

RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE L/min	14 - 15	23 - 24
PRESSION DE VENTILATION PPC cm H ₂ O	4 - 5	9 - 10
DÉBIT DANS EZ DÉBIT MAX	6 L/min	10 L/min
RENDEMENT	12 mL/heure	16 mL/heure
RX (mg/heure)	5 10 15 20 5 10 15 20	5 10 15 20 5 10 15 20
Durée du traitement (heures)	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5	
Médicament @ 5mg/ml (mL)	1 2 2 4 3 6 4 8 1 1,5 2 3 3 4,5 4 6	
Solution saline (mL)*	11 22 10 20 9 18 8 16 15 22 14 21 13 20 12 18	

* Arrondie à valeur mL la plus proche

EXEMPLE :
Pour délivrer 10 mg/heure de 5 mg/ml de médicament à 10 L/min ; 1,5 Sté. Dauer: **Platzieren Sie 3 mL de médicament + 21 mL de solution saline** dans le réservoir du nébuliseur et faites fonctionner pendant 1,5 heure.

ATTENTION : le rendement indiqué n'est qu'une valeur nominale, le rendement réel peut changer selon l'appareil, la précision du débitmètre et l'existence de fuites dans les branchements des tubes. Des contrôles de suivi du rendement sont recommandés et des réglages du débitmètre peuvent être nécessaires.



FLOWSAFE II EZ

SISTEMA CPAP DISPOSABILE

BESCHREIBUNG:
Das Quecksilberdichte II EZ CPAP-Gerät (Kontinuierlicher Positiver Atemwegsdruck) ist hilft bei Atemwegsinfektionen vor Verwendung einer Gesichtsmaske, eines Verneblers und Gaszuführgeräts den Druck in der Lunge des Patienten zu erhöhen, wenn aerosolisierte (vernebelte) Medikamente zugeführt werden.

- VERBINDUNGEN:**
- Standard-Sauerstoffschlauchnippel
 - Patientenanschluss ISO 5356-1 - 15mm weiblicher Konus und 22mm männlicher Konus
 - Vernebler-Anschluss 18mm weiblicher Konus und 22mm männlicher Konus

INDIKATIONEN:
Das Quecksilberdichte II EZ CPAP-Gerät soll CPAP (kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck) bei spontan atmenden Patienten im Krankenhaus und präklinischen Umfeld bewirken.

- WARNHINWEIS:**
- Vermeiden Sie das Rauchen und verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Funken schlagender Betriebsmittel, offener Flammen, Öl oder anderer brennbarer Chemikalien.
 - Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient anwesend ist, gemeldet werden.

VORSICHT:

- Laut Bundesgesetz (USA) darf dieses Gerät nur durch oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.
- Das Gerät nicht reinigen, einweichen, abspülen oder sterilisieren.
- Die Wiederverwendung dieses Geräts kann eine Kreuzkontamination bewirken und das Gerät kann möglicherweise nicht wie vorgesehen arbeits
- Im Falle einer unvollständigen Strömungsrates aus der Sauerstoffquelle einfach das Gerät entfernen und gemäß Protokoll Zusatzsauerstoff begeben.
- Verwenden des Durchflussreglers mit Durchflussgeräten ohne Gegendruckgleich kann den Litterdurchfluss des Einlassgases beeinflussen. Überprüfen Sie immer den gelieferten CPAP-Druck am Manometer.
- Die Aktivierung oder Deaktivierung des Verneblers kann sich auf den gelieferten CPAP Druck auswirken. Immer den CPAP-Druck mit dem Manometer überprüfen.
- Damit der Durchflussmesser in der Lage ist, bis zu 25 LPM zu liefern, müssen möglicherweise sowohl CPAP-Gerät und Vernebler gleichzeitig betrieben werden.
- Durch jeden anderen als den mitgelieferten Vernebler kann die Leistung beeinträchtigt werden.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Atemstillstand
- Bewusstlosigkeit
- Kardiogener Schock
- Pneumothorax
- Gesichtsanomalien
- Gesichtsverletzungen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Schließen Sie den O₂-Schlauchnippel an die Gasquelle an.
2. Legen Sie die Maske mit dem Kopfgeschirr fest am Gesicht des Patienten an.
3. Mit dem Vernebler in Position AUS (Abbildung 1) langsam den Gasstrom bis auf 6 oder 8 LPM steigern. Überprüfen Sie die Gesichtsmaske beim Patienten und die Geräterbindungen auf Dichtheit.
4. Stellen Sie den Durchflussmesser ein, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Ein Durchfluss von 12 - 14 LPM ist erforderlich, um einen CPAP-Druck von 8,5 - 10 cm H₂O zu erreichen.
5. Ne pas dépasser 30 LPM.
6. Der Patientens SaO₂ sollte mit einem Pulsoximeter überwacht werden.
7. Um den Vernebler zu aktivieren, drehen Sie den Knopf in die Position AN (Abbildung 2).
8. Wenn nötig, den Durchflussmesser nachjustieren, um den erwünschten CPAP-Druck zu erhalten. Bis zu 25 LPM kann erforderlich sein.

