

- INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Connect each leg of WYE tubing to gas sources, providing flow ranges. 2. Connect Neo-Tee to WYE. 3. Adjust each flow device for desired flow range. NOTE: Flows from each device provide combined flow on outlet.

- WARNINGS: 1. Output of WYE flows are combined. 2. If using blended gases (i.e. air/O2), see chart below.

Table: Oxygen Flow Rate in LPM. Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Iltflowhastighed i liter pr. minut. Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Zuurstof stroomsnelheid in LPM (liters per minuut). Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Débit d'oxygène en LPM (litre par minute). Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Sauerstofffluss LPM (Liter pro Minute). Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Ρυθμός ροής Οξυγόνου σε LPM (λίτρα ανά λεπτό). Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

Table: Valore flusso ossigeno espresso in LPM (litri per minuto). Grid with flow rates for 0-15 LPM across 0-15 LPM.

NOTE: DATA IS LISTED AS "FLOW RATE IN LITERS PER MINUTE" L, "OXYGEN CONCENTRATION" % NOTE 2: OXYGEN CONCENTRATION IS BASED ON AIR CONTAINING 20.95% OXYGEN

- 3. Do not exceed 15 LPM total flow. 4. Always monitor output flows with oxygen analyzer, to confirm oxygen concentration. 5. To prevent flow restriction or back pressure, do not use additional connectors or swivels. 6. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

BEMÆRK: DATA ER ANFØRT SOM "FLOWHASTIGHED I LITER PR. MINUT" (L), "ILT KONCENTRATION" (%) BEMÆRK 2: ILTKONCENTRATION ER BASERET PÅ LUFT MED ET ILTINDHOLD PÅ 20,95 %

- 3. Samlet flow må ikke overstige 15 liter pr. min. 4. Overvåg altid afgivelsesflow ved hjælp af iltanalysator for at bekræfte iltkoncentrationen. 5. Man må ikke anvende yderligere forbindelsesdele eller knæforbindelsesdele. 6. Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med anordningen, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

OPMERKING: GEGEVENS WORDEN VERMELD ALS "STROOMSNELHEID IN LITERS PER MINUUT" L, "ZUURSTOFPERCENTAGE" % OPMERKING 2: ZUURSTOFCONCENTRATIE OP BASIS VAN LUCHT MET 20,95% ZUURSTOF

- 3. Het totale debiet van de 15 LPM niet overschrijden. 4. Altijd de uitgaande stromen met de zuurstof analyzer controleren om de zuurstofconcentratie te bevestigen. 5. Gebruik geen extra connectoren of fittingen om de debiet beperking of tegebruik te voorkomen. 6. Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

REMARQUE : LES DONNÉES SONT RÉPERTORIÉES EN TANT QUE « DÉBIT EN LITRE PAR MINUTE » L, « CONCENTRATION D'OXYGÈNE » % REMARQUE 2 : LA CONCENTRATION D'OXYGÈNE EST BASÉE SUR UN AIR CONTENANT 20,95 % D'OXYGÈNE

- 3. Ne pas excéder 15 LPM de débit total. 4. Toujours surveiller les débits de sortie avec l'analyseur d'oxygène afin de confirmer la concentration d'oxygène. 5. Pour éviter le passage de débit en contre-pression, ne pas utiliser de raccords ou d'écroulements supplémentaires. 6. Tout incident grave apparue en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

HINWEIS: ZUFLUSSDATEN SIND IN LITER PRO MINUTE (L) ANGEGEBEN, „SAUERSTOFFKONZENTRATION" (%) HINWEIS 2: DIE SAUERSTOFFKONZENTRATION BASIERT AUF LUFT MIT 20,95 % SAUERSTOFF

- 3. Der Gesamtausfluss sollte 15 LPM nicht übersteigen. 4. Messen Sie den Ausfluss stets mit einem Sauerstoffanalysator, um die Sauerstoffkonzentration sicherzustellen. 5. Zur Durchflussbegrenzung und Vermeidung von Gegendruck sollten keine weiteren Stecker oder Dreher verwendet werden. 6. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΡΑΡΟΧΗ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ» L, «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» % ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΙ 20,95% ΟΞΥΓΟΝΟ

- 3. Μην υπερβαίνετε τα 15 LPM συνολική ροή. 4. Πάντα παρακολουθείτε τη ροή εξόδου με αναλυτή οξυγόνου, για να επιβεβαιώσετε την συγκέντρωση οξυγόνου. 5. Για να αποφύγετε τον περιορισμό της ροής ή την αντίπληξη, μην χρησιμοποιείτε πρόσθετους συνδέσμους ή στροφείς. 6. Οποιοδήποτε σοβαρό περίπτωση προκύψει σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

NOTA: I dati sono elencati come "VALORE FLUSSO IN LITRI PER MINUTO" L, "CONCENTRAZIONE D'OSSIGENO" % NOTA 2: LA ELANGENTRACIONE D'OSSIGENO E' BASATA SU ARIA CONTENENTE 20.95% D'OSSIGENO.

- 3. Non superare il flusso massimo di 15 LPM. 4. Monitorare costantemente i flussi in uscita con un rilevatore d'ossigeno, per accertarsi della concentrazione d'ossigeno. 5. Per evitare restringimenti di flusso o cali di pressione, non utilizzare ulteriori connettori o snodi. 6. Ogni grave incidente avvenuto in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'utilizzatore e/o il paziente.

